

OPPO GENU X – GEZIELTE ENTLASTUNG UND KOMPRESSION

BEI GONARTHROSE & MENISKUSSCHÄDEN



HMV Nr. 23.04.04.0007

DIE OPPO GENU X – BESONDERE EIGENSCHAFTEN

DAS WIRKPRINZIP – KURZ ERKLÄRT

ENTLASTUNG


Der intelligente Mechanismus entlastet das betroffene Kompartiment bei einer Kniestreckung zwischen 0° und 25°. Dabei wird das entlastende Moment sanft über Gurte oberhalb und unterhalb des Knies eingeleitet und vermeidet so unmittelbaren Druck auf das betroffene Gelenk.

MUSKELSTIMULATION

Das sanft komprimierende 3D-Gestrick unterstützt propriozeptiv die natürliche Muskelstabilität und die Reduktion von Schwellungen.

TRAGEKOMFORT

Das 3D-Gestrick mit eingebauter Flexzone an der Patella in Verbindung mit der anatomisch geformten Schiene erhöht den Tragekomfort und den passgenauen Sitz, auch bei höherer Aktivität.



THERAPIEZIELE

Schmerzreduktion und Muskelstimulation zur Erhöhung der Aktivität, z. B. für längere Gehstrecken oder Treppengehen.

INDIKATIONEN

- › leichte bis moderate unikompartimentelle Gonarthrose
- › Degenerative Meniskusläsionen
- › Knorpel-Knochenläsionen
- › andere Kniebeschwerden, bei denen eine unikompartimentelle Entlastung sinnvoll ist

LEITLINIENGERECHTE VERSORGUNG

Der Einsatz von entlastenden Orthesen wird von nationalen Leitlinien* empfohlen. Diese stellen neben operativen Eingriffen, der Therapie mit Schmerzmitteln, Injektionen z. B. mit Kortison oder Hyaluronsäure einen wichtigen Therapiebaustein dar.

Die Verordnung von Hilfsmitteln wie Orthesen muss gemäß Wirtschaftlichkeitsgebot erfolgen, sind jedoch Budget neutral.

*S2k Leitlinie der DGOU

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------------------|--------|---------------|----------|--------------------------------|----------|----------------------|--|
| Krankenkasse bzw. Kostenträger | | EVS - | | MB - | Impf - | Stz. B. | Erstatt. | Bepr. | Phyther. | Spezialambulanz / U. | |
| Musterkrankenkasse | | X | | | | | | | | | |
| Name, Vorname des Versicherten | | geb. am | | Terminung | | Grund-Ruhe | | | | | |
| Mustermann | | | | | | | | | | | |
| Max | | | | | | | | | | | |
| Musterstraße 5 | | | | | | | | | | | |
| XXXXX Musterstadt | | | | | | | | | | | |
| Kassen-Nr. | | Versicherten-Nr. | | Status: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Betriebsstätten-Nr. | | Arzt-Nr. | | Datum: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Rp. (Bitte Leerblöcke durchstreichen) | | | | | | | | Vertragsarztstempel | | | |
| Diagnose(n): | | leichte bis moderate unikompartmentelle Gonarthrose medial/lateral; Links/Rechts; ggf. Seitenbandinstabilität | | Arztstempel / Händchen-Nr. | | Faktor | | Tag | | | |
| | | Degenerative Meniskusläsionen | | 23 04 04 00 07 | | | | | | | |
| | | Knorpel-Knochenläsionen | | 1. Verordnung | | | | | | | |
| | | andere Kniebeschwerden, bei denen eine unikompartmentelle Entlastung sinnvoll ist | | 2. Verordnung | | | | | | | |
| | | Oppo Genu X | | 3. Verordnung | | | | | | | |
| Bei Arbeitsunfall auszufüllen! | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Unfalltag | | Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer | | | | | | Unterschrift des Arztes | | | |
| | | | | | | | | | | | |



einfach. sicher. aktiv.

Für uns muss eine Orthese einfach in der Handhabung sein, sicher den Schmerz lindern und dafür sorgen, dass Ihre Patienten* wieder aktiv am Leben teilhaben können.

veomedical.de

veomedical® GmbH
Enzianweg 8 · 50259 Pulheim
hallo@veomedical.de