

# OPPO GENU X – GEZIELTE ENTLASTUNG UND KOMPRESSION

Die OPPO GENU X ist eine Soft-orthese zur gezielten Entlastung des medialen oder lateralen Kompartiments des Kniegelenks, die ihre Wirkung genau dann erzeugt, wenn es medizinisch notwendig ist.

## DAS WIRKPRINZIP – KURZ ERKLÄRT

### ENTLASTUNG

Der intelligente Mechanismus entlastet das betroffene Kompartiment bei einer Kniestreckung zwischen 0° und 25°. Dabei wird das entlastende Moment sanft über Gurte oberhalb und unterhalb des Knies eingeleitet und vermeidet so unmittelbaren Druck auf das betroffene Gelenk.

### MUSKELSTIMULATION

Das sanft komprimierende 3D Gestrick unterstützt propriozeptiv die natürliche Muskelstabilität und die Reduktion von Schwellungen.


### TRAGEKOMFORT

Das 3D Gestrick mit eingebauter Flexzone an der Patella in Verbindung mit der anatomisch geformten Schiene erhöht den Tragekomfort und den passgenauen Sitz, auch bei höherer Aktivität.



HMV Nr. 23.04.04.0007


# DIE OPPO GENU X – BESONDERE EIGENSCHAFTEN



## INDIKATIONEN

- ▶ leichte bis moderate unikompartimentelle Gonarthrose
- ▶ Degenerative Meniskusläsionen
- ▶ Knorpel-Knochenläsionen
- ▶ andere Kniebeschwerden, bei denen eine unikompartimentelle Entlastung sinnvoll ist

## STANDARD UND COMFORT GRÖSSEN – FÜR HOHE PASSFORM



Größe	Umfang B Unterschenkel	STANDARD	COMFORT
		Umfang A Oberschenkel	Umfang A Oberschenkel
XS	27 – 30	38 – 41	
S	30 – 33	41 – 44	44 – 47
M	33 – 36	44 – 47	47 – 50
L	36 – 39	47 – 50	50 – 53
XL	39 – 42	50 – 53	53 – 56
XXL	42 – 45	53 – 56	56 – 59
XXXL	45 – 48	56 – 59	59 – 62

Maße in cm

## BESTELLINFORMATIONEN | OPPO GENU X – MEDIALE UND LATERALE ENTLASTUNG

Größe	MEDIAL				LATERAL			
	STANDARD		COMFORT		STANDARD		COMFORT	
	medial rechts	medial links	medial rechts	medial links	lateral rechts	lateral links	lateral rechts	lateral links
XS	101K100011R2	101K100011L2			101K100021R2	101K100021L2		
S	101K100011R3	101K100011L3	101K100012R3	101K100012L3	101K100021R3	101K100021L3	101K100022R3	101K100022L3
M	101K100011R4	101K100011L4	101K100012R4	101K100012L4	101K100021R4	101K100021L4	101K100022R4	101K100022L4
L	101K100011R5	101K100011L5	101K100012R5	101K100012L5	101K100021R5	101K100021L5	101K100022R5	101K100022L5
XL	101K100011R6	101K100011L6	101K100012R6	101K100012L6	101K100021R6	101K100021L6	101K100022R6	101K100022L6
XXL	101K100011R7	101K100011L7	101K100012R7	101K100012L7	101K100021R7	101K100021L7	101K100022R7	101K100022L7
XXXL	101K100011R8	101K100011L8	101K100012R8	101K100012L8	101K100021R8	101K100021L8	101K100022R8	101K100022L8