

## BEWÄHRTE VERSORGUNG

Entlastende Orthesen werden in diversen wissenschaftlichen Publikationen empfohlen. Neben Schmerzmitteln, Physiotherapie oder operativen Eingriffen stellen sie eine wichtige Säule in der ärztlichen Therapie dar.

Die Verordnung von Orthesen ist budgetneutral.

## veoxgenu 1.0

## GEZIELTE ENTLASTUNG MEHR BEWEGUNG – WENIGER SCHMERZEN



Krankenkasse bzw. Kostenträger		Musterkranken- kasse		Musterstadt	
Name, Vorname des Versicherten		Mustermann		Musterstraße 5	
Geburtsdatum		23.04.04.1031		XXXXX Musterstadt	
Kassen-Nr.		Versicherten-Nr.		Datum:	
Behörden-Nr.		Auss-Nr.		Datum:	
Diagnose (Bitte leserbarm durchschreiben)					
Degenerative Meniskusläsionen					
Leichte bis schwere mediale oder laterale Gonarthrose					
Zustand nach Kniegelenkchirurgie bzw. Kniegellaufbau					
Kniegelenk-Knochenläsionen					
Borreinfektion					
Andere Kniebeschwerden, bei denen eine mediale Entlastung sinnvoll ist					
Prothetik: vollgepl.					
Bei Arbeitsunfall auszufüllen		Unfall-Nr.		Unterschied des Artes	
Unfalltag		Unfallort		Arbeitsnummer	

© veomedical® | 1324D100955U0 | Version 1.0 | 01.10.2024



✓ entwickelt und produziert  
in Deutschland.

HMV Nr. 23.04.04.1031



Sie wollen mehr über uns und die  
veoxgenu erfahren? Scannen Sie  
einfach den QR Code.

veomedical.de

veomedical® GmbH  
Enzianweg 8 · 50259 Pulheim  
hallo@veomedical.de

DIE INNOVATIVE SOFTORTHESE  
ZUR GEZIELTEN UNIKOMPARTIMENTÄREN  
ENTLASTUNG

veomedical.de

# BEI MENISKUSSCHÄDEN UND ARTHROSE

## DIE INNOVATIVE SOFTORTHESE ZUR GEZIELTEN UNIKOMPARTIMENTÄREN ENTLASTUNG

### DAS MACHT DIE veoXgenu SO BESONDERS

#### EFFEKTIVE SCHMERZLINDERUNG

Schmerzen treten bei Meniskusschäden und Arthrose meist unter Belastung auf. Deshalb ist die effektive Entlastung die wirksamste Therapiemaßnahme.

#### SOFORTIGE WIRKSAMKEIT

Die Orthese entlastet das betroffene Kompartiment bei einer Kniestreckung zwischen 0° und 25°. Dabei wird die entlastende Kraft sanft über flexible Pelotten eingeleitet.

#### HOHER TRAGEKOMFORT

Die Orthese ist kaum zu spüren. Auch bei warmen Temperaturen oder sportlicher Aktivität zeigt sich der hohe Komfort. Das flexible, hauchdünne Textil und das Entlastungssystem sind optimal aufeinander abgestimmt.

#### GEZIELTE MUSKELSTIMULATION

Die sanfte Kompression unterstützt propriozeptiv die natürliche Muskelstabilität.



#### THERAPIEZIELE

Schmerzlinderung durch Entlastung des betroffenen Kompartiments sowie sanfte Kompression zur Muskelstimulation

#### INDIKATIONEN

- › Degenerative Meniskusläsionen
- › Leichte bis schwere mediale oder laterale Gonarthrose
- › Zustand nach Knorpelchirurgie bzw. Knorpelaufbau
- › Knorpel-Knochenläsionen
- › Bone bruise
- › Andere Kniebeschwerden, bei denen eine mediale oder laterale Entlastung sinnvoll ist

HMV Nr. 23.04.04.1031