

veoXgenu 1.0

GEZIELTE ENTLASTUNG MEHR BEWEGUNG – WENIGER SCHMERZEN

Bei Meniskusschäden und Arthrose – Die innovative Softorthese zur gezielten Entlastung des Kniegelenks.

DAS MACHT DIE veoXgenu SO BESONDERS

EFFEKTIVE SCHMERZLINDERUNG

Schmerzen treten bei Meniskusschäden und Arthrose meist unter Belastung auf. Deshalb ist die effektive Entlastung die wirksamste Therapiemaßnahme.

SOFORTIGE WIRKSAMKEIT

Die Orthese entlastet das betroffene Kompartiment bei einer Kniestreckung zwischen 0° und 25°. Dabei wird die entlastende Kraft sanft über flexible Pelotten eingeleitet. Dies sichert optimale Wirksamkeit.

HOHER TRAGEKOMFORT

Die Orthese ist kaum zu spüren. Auch bei warmen Temperaturen oder sportlicher Aktivität zeigt sich der hohe Komfort. Das flexible, hauchdünne Textil und die anatomische Gelenkschiene sind optimal aufeinander abgestimmt.

GEZIELTE MUSKELSTIMULATION

Die sanfte Kompression unterstützt propriozeptiv die natürliche Muskelstabilität.

✓ entwickelt und produziert
in Deutschland.




HMV Nr. 23.04.04.1031

veomedical.de

veoxgenu 1.0


BESONDERE EIGENSCHAFTEN



INDIKATIONEN

- › Degenerative Meniskusläsionen
- › Leichte bis schwere mediale oder laterale Gonarthrose
- › Zustand nach Knorpelchirurgie bzw. Knorpelaufbau
- › Knorpel-Knochenläsionen
- › Bone bruise
- › Andere Kniebeschwerden, bei denen eine mediale oder laterale Entlastung sinnvoll ist

STANDARD UND COMFORT GRÖSSEN – FÜR HOHE PASSFORM



Größe	Umfang B Unterschenkel	STANDARD	COMFORT
		Umfang A Oberschenkel	Umfang A Oberschenkel
XS	27 – 30	38 – 41	
S	30 – 33	41 – 44	44 – 47
M	33 – 36	44 – 47	47 – 50
L	36 – 39	47 – 50	50 – 53
XL	39 – 42	50 – 53	53 – 56
XXL	42 – 45	53 – 56	56 – 59
XXXL	45 – 48	56 – 59	59 – 62

Maße in cm

BESTELLINFORMATIONEN | VEOXGENU – MEDIALE UND LATERALE ENTLASTUNG

Größe	MEDIAL				LATERAL			
	STANDARD		COMFORT		STANDARD		COMFORT	
	medial rechts	medial links	medial rechts	medial links	lateral rechts	lateral links	lateral rechts	lateral links
XS	100K100011R2	100K100011L2			100K100021R2	100K100021L2		
S	100K100011R3	100K100011L3	100K100012R3	100K100012L3	100K100021R3	100K100021L3	100K100022R3	100K100022L3
M	100K100011R4	100K100011L4	100K100012R4	100K100012L4	100K100021R4	100K100021L4	100K100022R4	100K100022L4
L	100K100011R5	100K100011L5	100K100012R5	100K100012L5	100K100021R5	100K100021L5	100K100022R5	100K100022L5
XL	100K100011R6	100K100011L6	100K100012R6	100K100012L6	100K100021R6	100K100021L6	100K100022R6	100K100022L6
XXL	100K100011R7	100K100011L7	100K100012R7	100K100012L7	100K100021R7	100K100021L7	100K100022R7	100K100022L7
XXXL	100K100011R8	100K100011L8	100K100012R8	100K100012L8	100K100021R8	100K100021L8	100K100022R8	100K100022L8