

NEU!

## OPPO GENU COOL

# STABILISIERENDE KNIEORTHESE MIT OPTIONALER KÜHLFUNKTION

✓ entwickelt in Deutschland.



Kurze Softorthese, speziell für die frühe Rehabilitationsphase nach Operationen oder Verletzungen

HMV Nr. 23.04.03.0069

# OPPO GENU COOL – NACH OPERATIONEN ODER VERLETZUNGEN

## FÜR DIE FRÜHE REHABILITATION

### SICHERE STABILISIERUNG TAG UND NACHT


Am Tag gewährleisten die Gelenkschienen die physiologische Führung. In der Nacht können die Gelenkschienen entfernt werden.

### OPTIONALE KÜHLFUNKTION

Die Orthese ist mit anatomisch geformten Kühlpads kompatibel. Diese ermöglichen eine kontinuierliche Kühlung während der Anwendung.

### EINFACHES ANLEGEN VON VORN

Gerade nach Operationen ist die Beweglichkeit des Knies oft eingeschränkt. Die **OPPO GENU COOL** wird bequem von vorne angelegt.



## THERAPIEZIELE

- › Schmerzen und Schwellungen reduzieren
- › Vermeiden unphysiologischer Gelenkbewegungen während des Schlafs

## INDIKATIONEN

Alle Indikationen, bei denen eine Unterstützung der physiologischen Führung des Kniegelenks notwendig ist, zum Beispiel:

- › Kreuzbandverletzungen
- › Seitenbandverletzungen
- › Meniskusverletzungen
- › nach operativen Eingriffen
- › degenerative Knieinstabilitäten

HMV Nr. 23.04.03.0069

# OPTIMALE VERSORGUNG IN ZWEI PHASEN

## 1. Phase Frühe Rehabilitation

1



### OPPO GENU COOL

Knieorthese mit  
Kühlfunktion



#### Bestellinformationen:

- Universalgröße
- kann am rechten oder am linken Bein getragen werden
- für Oberschenkelumfänge ab 60 cm liegt eine Gurtverlängerung bei. Damit können Oberschenkelumfänge bis 90 cm versorgt werden.

## 2. Phase Dauerhafte Entlastung, Führung und Propriozeption

2



### OPPO GENU X

Knieorthese zur  
dynamischen  
Entlastung



### veoXgenu

Knieorthese mit  
hoher dynamischer  
Entlastung



101K000155U0	OPPO GENU COOL Universal, mit optionaler Kühlfunktion
101K000255U0	OPPO GENU COOL Universal
201K101455U0	OPPO GENU COOL Kühlpad Set (2 Stück)