

OPPO GENU S

STABILITÄT &
SICHERHEIT



HMV Nr. 23.04.03.0071

ENTWICKELT, UM DAS KNIEGELENK BEI LEICHTER
BIS MITTLERER INSTABILITÄT ZU SICHERN UND
DIE MUSKULATUR ZU AKTIVIEREN.

SICHERHEIT UND STABILITÄT FÜR DAS KNIEGELENK

DAS MACHT DIE OPPO GENU S SO BESONDERS

Durch jahrelange Erfahrung wissen wir, wie wichtig neben einer sicheren Stabilisierung auch der Tragekomfort ist. Deshalb haben wir bei der Entwicklung großen Wert auf die Details gelegt. Jedes Bauteil und jede Faser sind aufeinander abgestimmt und das fühlt sich gut an.

SICHERER HALT


Zwei anatomisch geformte Gelenkschienen sind die Basis für sicheren Halt. In Verbindung mit den vier einstellbaren Gurten wird das Kniegelenk sicher stabilisiert und geführt.

TRAGEKOMFORT

Das anatomische 3D Gestrick ist weich und atmungsaktiv. Im Bereich der Kniescheibe ist es besonders elastisch, um ein bequemes Beugen und Strecken des Beines zu ermöglichen.

EINFACH ANZULEGEN

Zwei versteckte Anziehschlaufen ermöglichen das leichte Anlegen, auch bei eingeschränkter Griffkraft.



THERAPIEZIELE

- › Sicherheit beim Gehen
- › Stabilität beim Treppensteigen
- › Schmerzen lindern
- › Kräftigen der Muskulatur

INDIKATIONEN

- › Die OPPO GENU S unterstützt die physiologische Führung und/oder Stabilisierung des Kniegelenks, zum Beispiel:
 - › bei Bandverletzungen (z. B. vorderes Kreuzband, inneres Seitenband, äußeres Seitenband)
 - › bei Meniskusverletzungen
 - › nach operativen Eingriffen
 - › bei degenerativen Knieinstabilitäten (z. B. Gonarthrose)

HMV Nr. 23.04.03.0071

BEWÄHRTE VERSORGUNG

Orthesen werden in diversen wissenschaftlichen Publikationen empfohlen. Neben Schmerzmitteln, Physiotherapie oder operativen Eingriffen stellen sie eine wichtige Säule in der ärztlichen Therapie dar.

Die Verordnung von Orthesen ist budgetneutral.

Gebühr frei	Krankenkasse bzw. Kostenträger			Hilfsmittel EVG	Impl. stoff	Spr.-St. Bedarf	Begr.- Pflicht	Apotheken-Nummer / IK	
	Name, Vorname des Versicherten								X
Geb. pfl.	Rezeptmuster OPPO GENU S geb. am			Zuzahlung	Gesamt-Brutto				
nachz.				Arzneimittel-/ Hilfsmittel-Nr.		Faktor			Taxe
Sonstige	Kassen-Nr.	Versicherten-Nr.	Status:	23.04.03.0071					
	Betriebsstätten-Nr.			Arzt-Nr.	Datum:	1. Verordnung			
Unfall						2. Verordnung			
Arbeits- unfall						3. Verordnung			
	Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)			Vertragsarztstempel					
aul idem	<p>Alle Indikationen, bei denen eine Unterstützung der physiologischen Führung des Kniegelenks notwendig ist, zum Beispiel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bandverletzungen (z.B. vorderes Kreuzband, inneres Seitenband, äußeres Seitenband) • Meniskusverletzungen • nach operativen Eingriffen • degenerative Knieinstabilitäten 								
aul idem	Bei Arbeitsunfall auszufüllen!			Abgabedatum in der Apotheke		Unterschrift des Arztes			
aul idem	Unfalltag	Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer							

