

OPPO GENU S

STABILITÄT & SICHERHEIT

Entwickelt, um das Kniegelenk bei leichter bis mittlerer Instabilität gezielt zu stärken und die Muskulatur zu aktivieren.

Information für den Fachhandel

DAS MACHT DIE SOFTORTHESE SO BESONDERS

Durch jahrelange Erfahrung wissen wir, wie wichtig neben einer sicheren Stabilisierung auch der Tragekomfort ist. Deshalb haben wir bei der Entwicklung großen Wert auf die Details gelegt. Jedes Bauteil und jede Faser sind aufeinander abgestimmt und das fühlt sich gut an.

SICHERER HALT

Zwei anatomisch geformte Gelenkschienen sind die Basis für sicheren Halt. In Verbindung mit den vier einstellbaren Gurten wird das Kniegelenk sicher stabilisiert und geführt.

TRAGEKOMFORT

Das anatomische 3D Gestrick ist weich und atmungsaktiv. Im Bereich der Kniescheibe ist es besonders elastisch, um ein bequemes Beugen und Strecken des Beines zu ermöglichen.

EINFACH ANZULEGEN

Zwei versteckte Anziehschlaufen ermöglichen das leichte Anlegen, auch bei eingeschränkter Griffkraft.



HMV Nr. 23.04.03.0071




Sie wollen mehr über die
OPPO GENU S erfahren?
Scannen Sie einfach den
QR Code.

veomedical.de

veomedical® GmbH · Enzianweg 8 · 50259 Pulheim
hallo@veomedical.de

OPPO GENU S

BESONDERE EIGENSCHAFTEN




INDIKATIONEN

Unterstützt die physiologische Führung und/oder Stabilisierung des Kniegelenks, zum Beispiel:

- › bei Bandverletzungen (z. B. vorderes Kreuzband, inneres Seitenband, äußeres Seitenband)
- › bei Meniskusverletzungen
- › nach operativen Eingriffen
- › bei degenerativen Knieinstabilitäten (z. B. Gonarthrose)

STANDARD UND COMFORT GRÖSSEN FÜR HOHE PASSFORM



Größe	Umfang B Unterschenkel	STANDARD	COMFORT
		Umfang A Oberschenkel	Umfang A Oberschenkel
XS	27 – 30	38 – 41	
S	30 – 33	41 – 44	44 – 47
M	33 – 36	44 – 47	47 – 50
L	36 – 39	47 – 50	50 – 53
XL	39 – 42	50 – 53	53 – 56
XXL	42 – 45	53 – 56	56 – 59
XXXL	45 – 48	56 – 59	59 – 62

Maße in cm

BESTELLINFORMATIONEN

COMFORT GRÖSSEN

Der Umfang am Oberschenkel ist jeweils 3 cm größer als bei Standard.

Der Umfang am Unterschenkel entspricht dem Umfang wie bei Standard.

Größe	STANDARD		COMFORT	
	rechts	links	rechts	links
XS	101K100431R2	101K100431L2		
S	101K100431R3	101K100431L3	101K100432R3	101K100432L3
M	101K100431R4	101K100431L4	101K100432R4	101K100432L4
L	101K100431R5	101K100431L5	101K100432R5	101K100432L5
XL	101K100431R6	101K100431L6	101K100432R6	101K100432L6
XXL	101K100431R7	101K100431L7	101K100432R7	101K100432L7
XXXL	101K100431R8	101K100431L8	101K100432R8	101K100432L8