


nr. 2



# Nachhaltigkeit

In einer Welt vager Nachhaltigkeitsversprechen haben wir uns entschlossen, eine unabhängige LCA\* – Lebenszyklusanalyse für unsere Produkte durchzuführen. So machen wir die Fakten transparent und können kontinuierlich an den Verbesserungen arbeiten.

*Die Lebenszyklusanalyse (LCA) ist eine umfassende Analyse des ökologischen Fußabdrucks eines Produkts, von der Rohstoffgewinnung bis zum Lebensende, einschließlich aller CO<sub>2</sub>-Emissionen.*


Wenn Sie sich für Nord®-Produkte entscheiden, können Sie sicher sein, dass diese einer strengen und transparenten Bewertung ihrer ökologischen und sozialen Auswirkungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette unterzogen wurden.

Unsere transparente Lieferkette ermöglicht es uns, ethische Praktiken und Qualitätssicherung entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu gewährleisten.

## EMISSIONEN ÜBER DEN GESAMTEN LEBENSZYKLUS EINES PRODUKTES




## Kg CO<sub>2</sub> je Phase im Lebenszyklus



\* Unsere LCA wurde von einem unabhängigen Institut gemäß den internationalen Normen ISO 14040/44 durchgeführt. Die verwendete Methode war 'Environmental Impact 3.0.'

- Nord Sleeve 1.1 & 1.2.X Größe 3
- Nord Liner 2.1, Größe 26,5 & Nord Liner 2.2, Größe M



# Entwicklung

Unser Ziel ist es, Funktionalität mit Nachhaltigkeit zu verbinden. Wir arbeiten daran, passende und weltweit anerkannte Lösungen für Anwender\* zu finden.

# Funktion

Unser Ziel ist es, Tragekomfort, Sicherheit, Bewegungsfreiheit und einfaches Handling in einem Liner zu verbinden.

Unser größtes Kompliment ist es, wenn die Anwender\* im Laufe des Tages nicht oder kaum an ihren Nord°-Liner denken.

# Design


Unser Ziel ist es, Funktionalität mit einem modernen Design zu verbinden. Der dunkle Grauton und das dezente Logo tragen zum Wohlbefinden und zur Akzeptanz bei den Anwendern\* bei.

# NORD° LINER® 2.1.X NF-34

TT CUSHION 3MM

<b>Nord° Formula</b>	NF-34 individuelle TPE Mischung	
<b>Anwenderauswahl</b>	geeignet für alle Mobilitätsgrade M1-M4	
<b>Länge</b>	≈ 40 cm	
<b>Farbe</b>	Dark Grey	
<b>Gewicht</b>	Größe 26.5 ≈ 485 Gramm	
<b>Liner</b>	produziert in Spanien	
<b>Nord° Formula</b>	produziert in Schweden	
<b>Textil</b>	+94% recyceltes Polyamid / Elasthan, produziert in Portugal	
<b>Verpackung</b>	85% recycelter Karton, produziert in Schweden	
<b>CO<sub>2</sub> Emission</b>	Größe 26.5 = 2.43kg CO <sub>2</sub> eq LCA entsprechend den Anforderungen der ISO14040/44	

Größe cm	Nord 2.1.X NF-34 Art nr.
16	106U10005116
18	106U10005118
20	106U10005120
22	106U10005122
23.5	106U10005123
25	106U10005125
26.5	106U10005126
28	106U10005128
30	106U10005130
32	106U10005132
34	106U10005134
36	106U10005136



## Größenbestimmung

Messen Sie den Umfang ca. 4 cm oberhalb des distalen Endes des Stumpfes. Liegen Sie zwischen zwei Größen, runden Sie auf die kleinere Größe ab.



NORD° LINER® 2.1X NF 34  
erfüllt die wichtigsten Ansprüche

- hohe Bewegungsfreiheit
- angenehmer Tragekomfort
- einfaches Anlegen.


Dank der innovativen Nord° Formel  
und dem elastischen Textil  
angenehm zu tragen und kaum zu  
spüren.

Gut geeignet bei sensibler Haut und  
eingeschränkter Handmotorik.

## **NORD° LINER®**

### **2.1.X NF-34**

TT CUSHION 3MM



# NORD° LINER® 2.2 NF-29


## TT CUSHION 6MM UNIFORM

<b>Nord° Formula</b>	NF-29 individuelle TPE Mischung
<b>Anwenderauswahl</b>	alle Alltagsaktivitäten M1-M4, ausgenommen Sport innenliegende Markierung zur einfachen und korrekten Positionierung
<b>Länge</b>	≈ 44 cm
<b>Farbe</b>	Dark Grey
<b>Gewicht</b>	Größe M ≈ 520 Gramm
<b>Liner</b>	produziert in Spanien 
<b>Nord° Formula</b>	produziert in Schweden 
<b>Textil</b>	+94% recyceltes Polyamid / Elasthan, produziert in Portugal 
<b>Verpackung</b>	85% recycelter Karton, produziert in Schweden 
<b>CO<sub>2</sub> Emission</b>	Größe M = 2.43kg CO <sub>2</sub> eq LCA entsprechend den Anforderungen der ISO14040/44

Umfang @ 4 cm	Umfang @ 30 cm	Größe	Nord 2.2 NF-29 Art Nr.
15-22 cm	20-27 cm	S	106U100155U3
18-26 cm	23-36 cm	M	106U100155U4
20-28 cm	33-50 cm	M+	106U100155U5
25-33 cm	36-55 cm	L	106U100155U6
28-40 cm	40-60 cm	L+	106U100155U7
34-45 cm	43-65 cm	XL	106U100155U8



NORD° LINER  
**2,43 kg**  
CO<sub>2</sub> eq



### Größenbestimmung

Messen Sie den Umfang ca. 4 cm und ca. 30 cm oberhalb des distalen Endes des Stumpfes.




## NORD° LINER® 2.2 NF-29 6mm Uniform

- hohe Bewegungsfreiheit
- angenehmer Tragekomfort
- einfaches Anlegen

Dank der innovativen Nord° Formel und dem elastischen Textil angenehm zu tragen und kaum zu spüren.

Gut geeignet bei sensibler Haut und eingeschränkter Handmotorik.

## NORD° LINER® 2.2 NF-29 TT CUSHION 6MM UNIFORM



# NORD° LINER® 2.2.X NF-34


## TT CUSHION 6MM UNIFORM

<b>Nord° Formula</b>	NF-34 individuelle TPE Mischung
<b>Anwenderauswahl</b>	alle Alltagsaktivitäten M1-M4, ausgenommen Sport innenliegende Markierung zur einfachen und korrekten Positionierung
<b>Länge</b>	≈ 44 cm
<b>Farbe</b>	Dark Grey
<b>Gewicht</b>	Größe M ≈ 520 Gramm
<b>Liner</b>	produziert in Spanien 
<b>Nord° Formula</b>	produziert in Schweden 
<b>Textil</b>	+94% recyceltes Polyamid / Elasthan, produziert in Portugal 
<b>Verpackung</b>	85% recycelter Karton, produziert in Schweden 
<b>CO<sub>2</sub> Emission:</b>	Größe M = 2.43kg CO <sub>2</sub> eq LCA entsprechend den Anforderungen der ISO14040/44

Umfang @ 4 cm	Umfang @ 30 cm	Größe	Nord 2.2.X NF-34 Art nr.
15-22 cm	20-27 cm	S	106U100255U3
18-26 cm	23-36 cm	M	106U100255U4
20-28 cm	33-50 cm	M+	106U100255U5
25-33 cm	36-55 cm	L	106U100255U6
28-40 cm	40-60 cm	L+	106U100255U7
33-45 cm	43-65 cm	XL	106U100255U8



NORD° LINER  
**2,43 kg**  
CO<sub>2</sub> eq



### Größenbestimmung

Messen Sie den Umfang ca. 4 cm und ca. 30 cm oberhalb des distalen Endes des Stumpfes.



NORD° LINER® 2.2.X NF-34 6mm

Uniform


- hohe Bewegungsfreiheit
- angenehmer Tragekomfort
- einfaches .

Dank der innovativen Nord° Formel und dem elastischen Textil angenehm zu tragen und kaum zu spüren.

Gut geeignet bei sensibler Haut und eingeschränkter Handmotorik.

## NORD° LINER® 2.2.X NF-34

TT CUSHION 6MM UNIFORM




# NORD° SLEEVE® 1.1

## NF-29

<b>Nord° Formula</b>	NF-29 individuelle TPE Mischung	
<b>Anwenderauswahl</b>	alle Alltagsaktivitäten M1-M4, ausgenommen Sport	
<b>Länge</b>	≈ 35 cm	
<b>Profil</b>	leicht konisch, 1cm Differenz von proximal nach distal, Wandstärke: 4mm	
<b>Farbe</b>	Dark Grey	
<b>Gewicht</b>	Größe 3 ≈ 405 Gramm	
<b>Liner</b>	produziert in Spanien	
<b>Nord° Formula</b>	produziert in Schweden	
<b>Textil</b>	+94% recyceltes Polyamid / Elasthan, produziert in Portugal	
<b>Verpackung</b>	85% recycelter Karton, produziert in Schweden	
<b>CO<sub>2</sub> Emission</b>	Größe 3 = 2.11kg CO <sub>2</sub> eq LCA entsprechend den Anforderungen der ISO14040/44	

Umfang @ 15cm	Größe	Sleeve 1.1 NF-29 Art nr.
28 - 34 cm	1	106U100355U1
32 - 39 cm	2	106U100355U2
38 - 46 cm	3	106U100355U3
44 - 52 cm	4	106U100355U4
50 - 58 cm	5	106U100355U5



**Größenbestimmung**  
Messen Sie den Umfang 15 cm oberhalb der Patellamitte.





## NORD° SLEEVE® 1.1

- hohe Bewegungsfreiheit
- angenehmer Tragekomfort
- einfaches Anlegen

Dank der innovativen Nord° Formel und dem elastischen Textil angenehm zu tragen und kaum zu spüren.

Gut geeignet bei sensibler Haut und eingeschränkter Handmotorik.

## NORD° SLEEVE® 1.1 NF-29




# NORD° SLEEVE® 1.2.X

## NF-34

<b>Nord° Formula</b>	NF-34 individuelle TPE Mischung	
<b>Anwenderauswahl</b>	alle Aktivitäten M1-M4	
<b>Länge</b>	≈ 37 cm	
<b>Profil</b>	konisch, 2,5 cm Differenz von proximal nach distal Wandstärke: 4mm proximal - 2,5mm distal	
<b>Farbe</b>	Dark Grey	
<b>Gewicht</b>	Größe 3 ≈ 380 Gramm	
<b>Liner</b>	produziert in Spanien	
<b>Nord° Formula</b>	produziert in Schweden	
<b>Textil</b>	+94% recyceltes Polyamid / Elasthan, produziert in Portugal	
<b>Verpackung</b>	85% recycelter Karton, produziert in Schweden	
<b>CO<sub>2</sub> Emission</b>	Größe 3 = 2.11kg CO <sub>2</sub> LCA entsprechend den Anforderungen der ISO14040/44	

Umfang @ 15cm	Größe	Sleeve 1.2.X NF-34 Art no.
28 - 34 cm	1	106U100455U1
32 - 39 cm	2	106U100455U2
38 - 46 cm	3	106U100455U3
44 - 52 cm	4	106U100455U4
50 - 58 cm	5	106U100455U5



**Größenbestimmung** Messen Sie den Umfang 15 cm oberhalb der Patellamitte.




## NORD° SLEEVE® 1.2.X

- hohe Bewegungsfreiheit
- angenehmer Tragekomfort
- einfaches Anlegen

Dank der innovativen Nord° Formel und dem elastischen Textil angenehm zu tragen und kaum zu spüren.

Gut geeignet bei sensibler Haut und eingeschränkter Handmotorik.

## NORD° SLEEVE® 1.2.X NF-34





**Hersteller**

NORD° Ability AB  
nordability.com



**Vertriebspartner Deutschland**

veomedical GmbH  
Enzianweg 8  
50259 Pulheim  
e-mail: hallo@veomedical.de  
Tel: 02207 9190440