

Xtend® Foot Först

Technische Daten / Spezifikation

Der Xtend Foot ist ein patentierter Prothesenfuß, der mit seinen 17 Grad an Flexibilität fast wie ein natürlicher Fuß funktioniert. Das bestimmende Merkmal des Xtend Foot ist seine überragende seitliche Beweglichkeit und damit ein sicherer Ausgleich auf unebenem Untergrund. Ein tief liegender Schwerpunkt sorgt für eine unvergleichbare Stabilität. Dies verdankt er seinem einzigartigen Mix aus anpassungsfähigen und flexiblen Glas- und Carbonfasern, einem Material, das für seine Fähigkeit zur Energierückgabe bekannt ist.



Garantie

Xtend Foot - 36 Monate
Fuß-Kosmetik - 9 Monate



Max. Anwendergewicht

Bis 150 kg / Größenkategorie P7)



Alles in Einem


Xtend Foot hat keine lose Teile.



Bei Lieferung vormontiert


Xtend Foot, Fußkosmetik und
Spektrasocke bereits angebracht.

Technische Angaben Xtend® Foot Förs



A Höhe der Fußkosmetik in mm
B Aufbauhöhe in mm
C Gesamthöhe in mm

Xtend Foot-
Auswahlhilfe



Finden Sie die perfekte Passform mit unserer digitalen Fuß-Auswahlhilfe!

Kategorie	Fußgröße (cm)	23			24			25			26			27			28			29		
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
P3	Max 60 kg	72	104	119	69	102	116															
P4	Max 80 kg	72	105	119	69	102	117	76	112	126	82	115	130	84	116	131	87	117	132	86	118	132
P5	Max 100 kg	72	106	120	69	103	118	76	112	127	82	116	131	84	116	131	87	119	134	86	120	134
P6	Max 125 kg							76	114	128	82	116	131	84	117	132	87	120	135	86	121	136
P7	Max 150 kg										82	115	130	84	116	131	87	121	136	86	121	136

Größentabelle / Artikelnummern

Kategorie	Fußgröße (cm)	23	24	25	26	27	28	29
P3	Max 60 kg	107F10084323	107F10084324					
P4	Max 80 kg	107F10084423	107F10084424	107F10084425	107F10084426	107F10084427	107F10084428	107F10084429
P5	Max 100 kg	107F10084523	107F10084524	107F10084525	107F10084526	107F10084527	107F10084528	107F10084529
P6	Max 125 kg			107F10084625	107F10084626	107F10084627	107F10084628	107F10084629
P7	Max 150 kg				107F10084726	107F10084727	107F10084728	107F10084729

So bestellen Sie

Für links oder rechts bestellen Sie die passende Fußkosmetik in der gewünschten Farbe und Größe.
Farbauswahl: beige= H, braun= B, tan= T, schwarz= S