

SO VIEL STABILITÄT WIE NÖTIG. SO VIEL BEWEGUNG WIE MÖGLICH.

Die **S-Klasse** unterstützt die körpereigene muskuläre Stabilisierung und ergänzt sie – je nach Versorgungsbedarf – um mechanische Führung, zusätzliche Stabilität und Bewegungskontrolle.

	KNIEBANDAGE	OPPO GENU S	OPPO GENU S+
muskuläre Stabilisierung	✓	✓	✓
zusätzliche Stabilisierung/Führung	–	✓	✓
Polyzentrische Führung	–	–	✓
Bewegungskontrolle	–	–	✓



DAMIT'S PASST DAS VEO-GRÖSSENSYSTEM

Comfort+

Noch besserer Sitz durch +5 cm Länge am Oberschenkel, um Weichteile sicher einzufassen – und zusätzlich mit unsichtbaren Stabilisatoren, die ein ungewolltes Abrollen nahezu verhindern. +3 cm Oberschenkelumfang bei gleichem Unterschenkelmaß

Standard

Unser bewährter Grundschnitt – ideal für klassische Beinformen.



Größe		XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Comfort+	Oberschenkel		44 – 47	47 – 50	50 – 53	53 – 56	56 – 59	59 – 62
Standard	Oberschenkel	38 – 41	41 – 44	44 – 47	47 – 50	50 – 53	53 – 56	56 – 59
	Unterschenkel	27 – 30	30 – 33	33 – 36	36 – 39	39 – 42	42 – 45	45 – 48

(alle Angaben in cm)

Information für Ärzte, Therapeuten, Fachhandel

veomedical®
einfach. sicher. aktiv.



gemacht für mehr Bewegung.



OPPO GENU S



OPPO GENU S+



Größe	links	rechts	links	rechts
XS	101K100431L2	101K100431R2		
S	101K100431L3	101K100431R3	101K100432L3	101K100432R3
M	101K100431L4	101K100431R4	101K100432L4	101K100432R4
L	101K100431L5	101K100431R5	101K100432L5	101K100432R5
XL	101K100431L6	101K100431R6	101K100432L6	101K100432R6
XXL	101K100431L7	101K100431R7	101K100432L7	101K100432R7
XXXL	101K100431L8	101K100431R8	101K100432L8	101K100432R8

Größe	links	rechts	links	rechts
XS	101K100631L2	101K100631R2		
S	101K100631L3	101K100631R3	101K100632L3	101K100632R3
M	101K100631L4	101K100631R4	101K100632L4	101K100632R4
L	101K100631L5	101K100631R5	101K100632L5	101K100632R5
XL	101K100631L6	101K100631R6	101K100632L6	101K100632R6
XXL	101K100631L7	101K100631R7	101K100632L7	101K100632R7
XXXL	101K100631L8	101K100631R8	101K100632L8	101K100632R8

© veomedical® | 324D103055U01 | Version 11.09.2026

veomedical.de

DAS HAT DIE S-KLASSE^o GEMEINSAM

*Passt richtig
gut*

zweiteiliges Gestrick für
optimierte Passform und
perfektes Design



*Gibt Halt
ohne zu drücken*

anatomisch geformte Gelenk-
schienen für perfekten Sitz und
sichere Führung

*Beugt sich
bequem*

Flexzone über der Patella
für freies Beugen und hohen
Tragekomfort

OPPO GENU^S


STABILITÄT FÜR DEN AKTIVEN ALLTAG



HMV Nr. 23.04.03.0071

UNTERSTÜTZT BEI

- › Unsicherheitsgefühl
- › Belastungsschmerz
- › funktionelle Instabilität
- › zusätzlicher Bedarf an Stabilität und Führung



FUNKTION DER OPPO GENU S

- › muskuläre Stabilität durch Kompression
- › sicherer Halt durch zwei getrennt einstellbare Gurte
- › natürliche Führung durch anatomisch geformte Gelenkschienen



online mehr
erfahren.

OPPO GENU^{S+}


STABILITÄT, DIE NATÜRLICH FÜHRT UND GEZIELT SCHÜTZT



HMV Nr. 23.04.03.1043

UNTERSTÜTZT BEI

- › Belastungsschmerz bei höherem Führungs- oder Schutzbedarf
- › Schmerzen bei bestimmten Beuge- oder Streckbewegungen
- › funktionelle Instabilität
- › Meniskusverletzungen
- › Bandverletzungen
- › definierte Bewegungskontrolle bei Bedarf



FUNKTION DER OPPO GENU S+

- › muskuläre Stabilität durch Kompression
- › sicherer Halt durch zwei getrennt einstellbare Gurte
- › physiologische Führung durch anatomisch geformte Schienen und polyzentrische Gelenke
- › kontrollierter Bewegungsumfang durch werkzeugfreie Extensions- und Flexionslimitierung (0°, 30°, 60°, 90° Flexion / 0°, 30° Extension)



online mehr
erfahren.